


# MANUAL

## DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



Bomba à vácuo  
POWER PUMP 4

**Deltra med**<sup>TM</sup>

Rua Major Carlos Del Prete, 1901 - Bairro Cerâmica  
CEP 09530-001 - São Caetano do Sul - SP - Brasil  
Fone/Fax: (11) 4224-3080  
[www.deltramed.com.br](http://www.deltramed.com.br)

**Deltra med**<sup>TM</sup>  
o seu melhor desempenho

# Apresentação

Prezado Cliente,

Estamos orgulhosos de sua opção por nosso produto!

O conhecimento da **Bomba de Vácuo POWER PUMP 4** potencializa seu desempenho e aumenta a sua durabilidade e benefícios. Portanto, antes de utilizá-la, leia atentamente este Manual.



## **Importante**

*Todas as informações, ilustrações e especificações desde Manual foram baseadas em dados existentes na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto, quanto neste Manual, sem prévio aviso.*

## **Indicações gerais**

As instruções de montagem e utilização constituem parte integrante do aparelho. Elas deverão encontrar-se disponíveis ao técnico nas proximidades do aparelho. O cumprimento das instruções de montagem e utilização é condição essencial para uma utilização conforme as especificações e para utilização correta do aparelho; os novos operários deverão ser instruídos. As instruções de montagem e utilização deverão ser entregues ao novo proprietário do aparelho.

## **Recomendações de segurança para proteção contra choques elétricos**

- Antes da conexão da bomba de vácuo, verifique se os dados de tensão e frequência indicados no aparelho estão de acordo com os valores da rede de alimentação elétrica local.
- Antes da ligação, tanto a bomba de vácuo como os cabos de conexão deverão ser examinados, a fim de se localizar eventuais danos. Se houver cabos ou conectores danificados, os mesmos devem ser substituídos imediatamente.
- Durante a instalação e antes de qualquer manutenção na bomba de vácuo, a mesma deve estar desconectada da energia elétrica.

# 15. Certificado de Garantia

Somente em caso de defeito encaminhe uma cópia da nota fiscal e uma deste certificado preenchido, junto com o aparelho para o posto de assistência técnica autorizado.

Nome do Revendedor: .....

Nome do proprietário: .....

Endereço: .....

Telefone: .....

E-mail: .....

Cidade: .....

UF: .....

CEP: .....

Data da 1ª compra: .....

Número de série: .....

OBS.: Este certificado é válido somente no Brasil.

**Deltra** **med**™

# 14. Normas de Garantia

Este produto é garantido pelo fabricante, na seguinte forma:

## 1) CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- a) A Deltramed garante o produto cujo número de série consta na etiqueta técnica do produto, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso.
- b) A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia somente serão prestados nas localidades do território brasileiro onde a Deltramed mantiver Serviços Autorizados.
- c) Nas demais localidades do território brasileiro onde não exista serviço autorizado Deltramed, as despesas de transporte, frete e seguro correm por conta do cliente.
- d) Esta garantia somente será válida se este certificado estiver corretamente preenchido e sem rasuras, acompanhado de uma cópia da Nota Fiscal de compra.
  - Esta garantia não exige o cliente do pagamento da taxa de serviço pela visita e das despesas de locomoção do técnico, exceto quando o cliente enviar o equipamento para realizar a manutenção dentro do estabelecimento da assistência técnica.

**«Código de Defesa do Consumidor - art. 50, parágrafo único.»**

## 2) PRAZO DE GARANTIA

- a) O prazo de validade desta garantia é de 1 (um) ano para o equipamento e de 6 (seis) meses para as peças e acessórios, incluído o período da garantia legal (primeiros noventa dias - LEI N.º 8.078 de 11/09/1990), a contar da data de emissão da nota fiscal de compra ao primeiro adquirente consumidor. A garantia continuará válida mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros.

## 3) EXTINÇÃO DA GARANTIA

- a) Pelo decurso normal de prazo de validade da garantia.
- b) Por ter sido ligado a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessiva de voltagem.
- c) Pelo mau uso e em desacordo com o manual de instruções.
- d) Por danos causados por agentes da natureza.
- e) Por ter sido utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou locais com altas/baixas temperaturas, poeiras, acidez, etc...
- f) Por danos causados por acidentes.
- g) Por apresentar sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito modificado por pessoa não autorizada da Deltramed.
- h) Por ter sido removido ou alterado o número de série.
- i) Por estar este certificado com rasuras ou modificações.

## 4) GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO


Todo produto reparado, recebe nova garantia de 90 dias ou o que restar do período da garantia original. Este período é válido para o mesmo defeito ou serviço, ressalvados os casos de danos por transporte, quedas, mau uso, violação do equipamento e descargas atmosféricas.

# Índice

<b>1. POWER PUMP 4</b>	01
<b>2. Informações Sobre o Produto</b>	02
2.1 Utilização conforme a especificação	02
2.2 Utilização contrária às especificações	02
2.3 Descrição do produto	02
<b>3. Acessórios Especiais</b>	03
3.1 Kit de sucção I	03
3.2 Kit de sucção II	03
3.3 Suctor 6mm	03
3.4 Suctor 11mm	03
<b>4. Instalação</b>	04
4.1 Local de instalação	04
4.2 Instalação da Tubulação	04
4.3 Instalações alternativas	05
4.4 Instalação elétrica	05
4.5 Instalação para aspirar Óxido Nitroso	06
<b>5. Regulagem de Água</b>	07
<b>6. Utilização</b>	08
6.1 Limpeza e desinfecção	08
6.2 Antes da pausa para o almoço e após a conclusão dos tratamentos	08
<b>7. Manutenção</b>	08
7.1 A cada semana	08
7.1 Figura	09
<b>8. Especificações</b>	10
<b>9. Vista Explodida</b>	11
<b>10. Lista de Material</b>	12
<b>11. Falhas e Soluções</b>	13
<b>12. Preparação antes da entrada</b>	14
<b>13. Armazenamento e Transporte</b>	14
<b>14. Normas de Garantia</b>	15
<b>15. Certificado de Garantia</b>	16

# 1. Power Pump

Q U A T R O



- 1 Motor elétrico
- 2 Caixa de comando
- 3 Entrada de água
- 4 Silenciador
- 5 Flange
- 6 Filtro separador de detritos
- 7 Câmara de sucção
- 8 Ventosa

## 12. Preparação antes da entrega



### IMPORTANTE

Este equipamento foi revisado e aprovado de acordo com o Programa de Inspeção e Controle de Qualidade Deltramed para lhe proporcionar o melhor desempenho.

## 13. Armazenamento e Transporte



### IMPORTANTE

- Temperatura de armazenagem: 3°C a 35°C;
- Empilhamento máximo: 3 unidades.
- Umidade relativa do ar: 20% a 85%

#### 13.1 Cuidados especiais:

- Embalagem com o lado da seta para cima;
- Armazenar em locais isentos de umidade;
- Cuidar quedas ou batidas.

# 11. Falhas e Soluções

**Sintoma:** Baixa sucção

Prováveis causas	Solução
<i>Registro de água pouco ajustado</i>	Ajuste o registro de água na bomba, até obter a sucção desejada (operação deve ser realizada por um técnico).
<i>Mangueiras obstruídas</i>	Faça a limpeza de todo equipamento com água misturada a solução enzimática diariamente.
<i>Copo reservatório do filtro cheio</i>	Esvazie e limpe o copo reservatório do filtro coletor de detritos sólidos.

**Sintoma:** Sucção alta demais

Prováveis causas	Solução
<i>O Registro de água está todo aberto</i>	Ajuste o registro de água na bomba, até obter a sucção desejada (operação deve ser realizada por um técnico).

**Sintoma:** Bomba funciona, mas não há sucção

Prováveis causas	Solução
<i>Fornecimento de água da rede interrompido</i>	Desligue imediatamente a bomba de vácuo. Se água da rede estar normal e não houver sucção, chame o serviço técnico.
<i>O Copo reservatório do filtro não foi bem recolocado após a limpeza</i>	Recoque o copo reservatório, a tela de filtragem e o anel de vedação sempre observando que fiquem bem fixados, sem deixar a possibilidade de vazamentos.

**Sintoma:** A bomba de vácuo não funciona quando é acionada

Prováveis causas	Solução
<i>Falta de energia elétrica para o equipamento</i>	Verifique se não houve queda na rede elétrica urbana e/ou se algum disjuntor não desarmou. Caso não seja solucionado, chame o serviço técnico.
<i>Cabo de alimentação fora da tomada</i>	Conecte o plug na tomada.

# 2. Informações Sobre o Produto

## 2.1 Utilização conforme a especificação

A POWER PUMP 4 foi desenvolvida para gerar vácuo, destinado a sugar a saliva, sangue, água de enxágüe e outros líquidos que resultem do tratamento dentário e devam ser enviados ao esgoto.

## 2.2 Utilização contrária às especificações

Qualquer outra utilização ou má utilização além das referidas é considerada uma utilização contrária à especificação. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes. O risco é assumido exclusivamente pelo utilizador.

## 2.3 Descrição do funcionamento

A POWER PUMP 4 faz a sucção de líquidos, sólidos e ar, que são aspirados pela unidade de sucção. Os líquidos são separados do ar, através de um dispositivo de separação de duas fases. O processo de aspiração decorre de forma contínua.

A mistura aspirada, composta por líquido, elementos sólidos e ar, chega ao dispositivo de separação através da mangueira de sucção (sugador). No filtro coletor de sólidos e detritos, retém partículas sólidas de maiores dimensões. A mistura restante é aspirada para o gerador de ciclone, sendo então decomposta por um movimento espiral. Nesta **1ª fase** os elementos líquidos e elementos sólidos de menores proporções são lançados pela força centrífuga contra a parede da câmara separadora do gerador de ciclone. Neste processo ocorre uma pré-separação do líquido.

Na fase seguinte – **2ª fase** – a turbina separadora realiza a separação apurada, pela qual são separados os restantes líquidos que foram trazidos pelo fluxo de ar até a turbina. O rotor de expulsão envia o líquido separado por centrifugação, juntamente com as minúsculas partículas sólidas diretamente ao esgoto.

## 3. Acessórios Especiais

As peças referidas na lista de acessórios especiais **NÃO** constam do volume de entrega, podendo ser encomendadas separadamente.

### 3.1 Kit I

Composto de 1 suctor Ø6mm em alumínio anodizado, autoclavável, led indicativo de funcionamento, acionamento 12 VDC. Pode ser acoplado em coluna de refletores, armários ou paredes.

### 3.2 Kit II

Composto de 2 suctores Ø6mm e Ø11mm em alumínio anodizado, autoclavável, led indicativo de funcionamento, acionamento 12 VDC. Pode ser acoplado em coluna de refletores, armários ou paredes.

### 3.3 Suctor 6mm

Suctor Ø6mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone.


### 3.4 Suctor 11mm

Suctor Ø11mm em alumínio anodizado, totalmente desmontável e autoclavável, anéis de vedação e boquilha em silicone.

## 10. Lista de Material

- ① Motor 1HP
- ② Tampa superior
- ③ Parafuso sextavado 3/8" x 2"
- ④ Nipel paralelo com rosca 1/2"
- ⑤ Bucha de redução com rosca 3/4" x 1/2"
- ⑥ Adaptador de polietileno interno 1/2"
- ⑦ Joelho Interno 1/2
- ⑧ Selo mecânico 5/8"
- ⑨ Arruela de ajuste
- ⑩ Rotor
- ⑪ Anel de vedação
- ⑫ Base inferior
- ⑬ Parafuso allen 1/4" x 3"
- ⑭ Ventosa
- ⑮ Tampa do filtro coletor de sólidos e detritos
- ⑯ Adaptador com rosca de 3/4"
- ⑰ Anel de vedação do filtro coletor de sólidos e detritos
- ⑱ Filtro
- ⑲ Rosca Trava do filtro coletor de sólidos e detritos
- ⑳ Base do filtro coletor de sólidos e detritos
- ㉑ Bico mangueira 1/8" x 5/16"
- ㉒ Mangueira silicone 1/4"
- ㉓ Caixa de comando
- ㉔ Tampa da caixa de comando
- ㉕ Placa contactora
- ㉖ Válvula solenóide modelo EVA
- ㉗ Abraçadeira rosca sem fim 13 x 19mm
- ㉘ Mangueira 12x10x50mm Azul
- ㉙ Parafuso M4x8 Philips Trilobular
- ㉚ Parafuso M4x12 Philips Trilobular
- ㉛ Porca M4
- ㉜ Parafuso M4x8 Philips Trilobular
- ㉝ Parafuso M4x8 Philips Trilobular
- ㉞ Espigão rosca 1/8" BSP x 5/16"
- ㉟ Abafador de ruídos
- ㊱ Abraçadeira rosca sem fim
- ㊲ Haste de fixação do Abafador de ruídos
- ㊳ Mangueira corrugada 3/4 cinza

## 9. Vista Explodida



## 4. Instalação


### 4.1 Local de instalação

- A temperatura ambiente não deverá estar abaixo de 10°C nem exceder os 40°C. A umidade relativa do ar não deverá exceder os 70%.
- Não é admissível instalar o aparelho em compartimentos úmidos.
- No caso de fazer a instalação em um armário, ou num recinto para máquinas, deverão ser instaladas aberturas de admissão e exaustão de ar, sendo que as mesmas deverão ter uma área livre de pelo menos 120 cm<sup>2</sup>. Se a ventilação for insuficiente, deverá ser instalado um ventilador/cooler, sendo que o rendimento do mesmo deverá ser de pelo menos 2 m<sup>3</sup>/min. Além disso, deverá haver uma adequada abertura para a entrada de ar fresco.

### 4.2 Instalação da tubulação

É recomendado que na execução das instalações de distribuição de vácuo seja utilizado o menor número de conexões (cotovelo, tê, etc) possíveis, pois essas peças prejudicam a eficiência do sistema de sucção.

Procurar sempre utilizar nas tubulações principais um tubo com diâmetro de 40mm, e na montagem da rede substituir "cotovelos" por "curva longa" e "tê" por "junções".



### 4.3 Instalações alternativas

- No andar do consultório odontológico.
- Num armário ventilado.
- Num andar inferior do prédio.

Obs.: Nunca instale no piso superior do consultório odontológico.

- Durante a execução da obra de instalação da tubulação, poderá ocorrer o acúmulo de materiais utilizados (areia, cimento, etc.) no interior da tubulação. Recomenda-se que seja feita a limpeza dos resíduos no interior das tubulações com água corrente, para evitar futuros entupimentos.

- Sempre faça o teste hidrostático e o de estanqueidade para verificar a vedação e vazamento dos encanamentos.

### 4.4 Instalação elétrica

A instalação elétrica deverá obedecer aos requisitos mínimos para o perfeito funcionamento e segurança.

Ao fazer a conexão elétrica à rede de alimentação, deverá ser instalado um disjuntor de segurança com pelo menos 3 mm de separação entre os contatos. As características mínimas:

Para utilização em 110 V~: Disjuntor de 25 A.

Para utilização em 220V~ : Disjuntor de 20 A.

- A Deltramed se isenta de quaisquer responsabilidades no caso de acidentes (choques, danos físicos ou morte) devido a falta ou inadequação de aterramento e sugere resistência de aterramento menor que 5 ohm's.

#### Dados sobre os cabos condutores

**Cabos condutores 100-110 V / 230 V / 400 V (ligação à rede, instalação fixa):**

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

#### Cabo para o comando de 12 VDC (instalação flexível):

Cabo tipo telecomunicação de PVC, 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>.

### 4.5 Circuito elétrico

#### Esquema de ligação do comando

CORES – Vermelho: 12 VDC

- Branco: Retorno

- Preto: Terra

O acionamento é realizado através do chaveamento dos fios BRANCO **1** e VERMELHO **2**.

O fio PRETO **3** somente deve ser utilizado para aterramento de led indicativo de funcionamento.



## 8. Especificações

### - ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Tensão	127V ou 220V~
- Frequência	60Hz
- Corrente	12,8 A / 6.4 A
- Potência motora	1 HP
- Rotação	3.500 RPM
- Consumo	0,75 KVA/H

### - DIMENSÕES FÍSICAS

- Altura	360 mm
- Largura	330 mm
- Comprimento	330 mm
- Peso	12 kg




### - ESPECIFICAÇÕES DA BOMBA


- Sentido	Anti - Horário
- Vácuo máximo	550 mmHg
- Ruído	68 dB a 1m do equipamento
- Consumo de água:	250 ml/min
- Desempenho e C.A.	60Hz ao nível do mar



**Figura: A1**



#### 4.5 Instalação para aspirar Óxido Nitroso



A bomba de vácuo POWER PUMP 4 possui um silenciador. Este item possui duas mangueiras que separam o ar dos líquidos. Uma mangueira vai para o esgoto e a outra envia o ar para o meio externo.


Consequentemente, separa o gás óxido nitroso, por ser este mais leve, sai junto com o excesso de vácuo. Esta mangueira de excesso de vácuo e óxido nitroso, deverá obrigatoriamente ser expelido para fora do consultório, uma vez que o óxido nitroso não pode ser enviado junto com os líquidos para o esgoto e nem expelido para o ambiente interno.

## 5. Regulagem de Água

Para que a Bomba de Vácuo POWER PUMP 4 tenha um perfeito funcionamento, a mesma deverá ser alimentada com uma vazão de água de no mínimo 250 ml/min.

### - REGULAGEM

- Abra a tampa da caixa de comando eletrônico/hidráulico da bomba vácuo;
- Mais vazão gire sentido anti-horário;
- Menos vazão, gire sentido horário;
- Recomenda-se a vazão de 250 ml/minuto para o bom funcionamento da bomba vácuo;
- Com um recipiente que contenha medidas em mililitros, verifique se o volume de água, que é expelido na saída da sucção e depositado neste recipiente, atinge 250 ml em um (01) minuto;
- Caso o volume de água não seja o ideal (no mínimo 250 ml/min), repita os procedimentos dos itens c, d e f até atingir o volume ideal;
- Ao encontrar o volume de água ideal, coloque novamente a tampa da caixa de comando.



## 6. Utilização

### 6.1 Limpeza e desinfecção

Após cada tratamento, e por razões de higiene e funcionamento, aspirar uma quantidade de água equivalente a um copo, com os 2 sugadores (se houver).

### 6.2 Antes da pausa para o almoço e após a conclusão dos tratamentos

A tubulação de sucção deverá ser limpa e desinfetada com uma solução de limpeza e um desinfetante adequado e recomendado pela vigilância sanitária.



### NÃO UTILIZAR

- Não utilizar quaisquer produtos de limpeza com espuma, como por exemplo, produtos de limpeza doméstica, desinfetantes de instrumentos ou esfregões.
- Não utilizar produtos que contenham cloro ou solventes como a acetona. Estes produtos podem danificar os materiais. Nesse caso perde-se o direito de garantia.

## 7. Manutenção

### 7.1 A cada semana

Deverá verificar o filtro de sólidos e detritos instalado na entrada de sucção e, se necessário, limpá-lo. Para isso, siga os procedimentos da **(Figura: A1)**.

Obs: Usar luvas.

### Procedimento de limpeza do coletor de sólidos

Desenrosque a trava do filtro (05), retire o copo (04) e o filtro de inox (03), e lave-os. Ao recolocar o filtro de inox (03), o copo (04) e a trava do filtro (05), certifique-se de que o anel de vedação (02) e o filtro de inox (03) estejam no lugar correto.

Logo após, faça a sucção de aproximadamente 500 ml de água, para manter o nível de água no copo, evitando assim incrustação de resíduos no filtro de inox.